

HOJA DE VIDA EQUIPOS PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

INFORMACIÓN									
Equipo: CONTRÁNGULO			Tipo de Equi	po: Móvil	Fijo				
Servicio: Consulta de Odontología			Placa Inventario Equipo:						
Registro INVIMA:			Segregación final:						
GENERALIDADES									
Marca:			Modelo:						
Serie:			Clasificación según el riesgo:						
Fabricante:			Fecha de compra:						
			REGISTRO	TÉCNICO					
Voltaje: Frecuencia:		Corriente:		Potencia:					
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE									
Electromecánico:	ectromecánico: Electrónico:		Mecánico:		Eléctrico:		Electromagnético:		
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO									
Mensual: Trimestral:			Semestral:		Anual:				

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Es un aparato de uso médico dental, que funciona con un micromotor neumático. Su composición es a base de rodamientos y piñones que van girando igual que las turbinas. Se recomienda una lubricación adecuada y evitar golpes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos y sistema de piñones si es necesario. No esterilizar y evitar golpes.

RIESGOS

PROFESIONAL: Mala manipulación que genera cortes o raspaduras dependiendo la fresa o cepillos usados.

PACIENTE: Mala manipulación del profesional que genera cortes o raspaduras dependiendo la fresa o cepillos usados.

MEDIO AMBIENTE: Ruidos.



REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha DD/MM/AAAA	Descripción del Servicio	Código del Servicio	Responsable Firma y Sello

Código del servicio:

01: Mantenimiento Preventivo 02: Mantenimiento Correctivo